



ALUMA-LITE 2.0



Tuttiscooter Ortopedia
C/ Ramón y Cajal, 26 bj - 30204 Cartagena, Murcia, España
T +34 968 957 795 / 616 566 981
info@tuttiscooter.com

Descubra la solución definitiva en movilidad con el Alupalite2.0. Diseñado para ofrecer comodidad, practicidad y portabilidad.



Más espacio para las piernas



Manillar Delta mejorado



Estructura de aluminio ultraligera

Especificaciones

Capacidad de peso	120 kg
Velocidad	Hasta 6,4 km/h
Autonomía	Hasta 18,5 km
Radio de giro	138,5 cm
Longitud	102,2 cm
Anchura	49cm
Ruedas	8" macizas, delanteras y traseras
Peso sin baterías	31,8 kg
Baterías	Tipo: Lithium-ion Tamaño: 12 Ah
¿Quiere saber más?	Descargue nuestra hoja de especificaciones en el sitio web

Características

- Se desmonta en 5 piezas
- Muy cómoda
- Estructura de aluminio ultraligera para facilitar el transporte
- Baterías homologadas por las aerolíneas para viajar en avión con seguridad
- Manillar Delta mejorado para un mayor control y comodidad
- Espacio adicional para las piernas para un viaje más relajado

1. Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno, los amperios-hora (AH) de la batería, la carga de la batería, el estado de la batería y el estado de las ruedas. Esta especificación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 10 %.
2. Debido a las tolerancias de fabricación y a la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación del (+ o -) 3 %.
3. El peso de la batería puede variar según el fabricante de la batería.
4. Incluye el peso estándar del asiento.

NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta en el momento de su publicación; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La velocidad y la autonomía varían en función del peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, el estado de la batería y la presión de los neumáticos. Debido a las tolerancias de fabricación y a la mejora continua del producto, la longitud, la anchura, el radio de giro y la distancia al suelo pueden estar sujetas a variaciones de +o-3%. Las dimensiones indicadas corresponden únicamente a la base eléctrica. Las medidas totales variarán en función de los asientos y los accesorios seleccionados.

El alcance teórico se calcula en condiciones de prueba de acuerdo con las normas europeas. El alcance real en condiciones normales de uso dependerá de muchos factores, entre ellos el estado del

vehículo y sus baterías, el peso del conductor, la presión correcta de los neumáticos, la temperatura ambiente y la pendiente y la superficie del carril sobre el pavimento. Las dimensiones indicadas corresponden únicamente a la base eléctrica. Las medidas totales variarán en función de la selección de asientos y accesorios.

Colores disponibles



Tuttiscooter Ortopedia
C/ Ramón y Cajal, 26 bj - 30204 Cartagena, Murcia, España
T +34 968 957 795 / 616 566 981
info@tuttiscooter.com

