



GOGO
ELITE TRAVELLER® 2



Tuttiscooter Ortopedia
C/ Ramón y Cajal, 26 bj - 30204 Cartagena, Murcia, España
T +34 968 957 795 / 616 566 981
info@tuttiscooter.com

El Go Go® Elite Traveller 2, un scooter de viaje estable, sigue sin esfuerzo el ritmo de su activo estilo de vida. Su fácil desmontaje, cómodo almacenamiento y versátil movilidad lo convierten en el compañero ideal para cada día.



8" macizas



Colores disponibles



Diseño elegante

Especificaciones

Capacidad de peso	136 kg
Velocidad	Hasta 6,8 km/h
Autonomía	Hasta 22,1 km
Radio de giro	940 mm
Distancia de suelo	34 mm
Longitud	1000 - 1036 mm
Anchura	494 mm
Ruedas	Frontales macizas de 7", traseras macizas de 8"
Conducción	Tracción trasera, transeje sellado, motor de 24-volt DC
Peso sin baterías	37,7 kg
Baterías	Tipo: Dos de 12 voltios, de plomo-ácido sellado, no derramable de ciclo profundo Tamaño: 18 Ah
Mas?	¡Descarga nuestra hoja de especificaciones en el sitio web o descarga la APP PQ-365!

Características

- Tecnología Zero Turn
- Asiento compacto y plegable
- Cargador externo de 2 amperios
- Ruedas macizas de 8"
- Con un desmontaje muy sencillo y una capacidad de peso de 136 kg, garantiza una experiencia de viaje fluida y eficiente.

1. Varía en función del peso del usuario, el tipo de terreno, los amperios-hora (AH) de la batería, la carga de la batería, el estado de la batería y el estado de los neumáticos. Esta especificación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 10%.
2. Debido a las tolerancias de fabricación y a la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 3%.
3. El peso de la batería puede variar en función del fabricante de la misma.
4. Incluye el peso estándar del asiento.

NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta en el momento de su publicación; nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. La velocidad y la autonomía varían en función del peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, el estado de la batería y la presión de los neumáticos. Debido a las tolerancias de fabricación y a la mejora continua del producto, la longitud, la anchura, el radio de giro y la distancia al suelo pueden estar sujetos a variaciones de + o - 3%. Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base motriz. Las medidas totales variarán en función de la selección de asientos y accesorios.

La autonomía teórica se calcula en condiciones de prueba de acuerdo con las normas europeas. La autonomía real en condiciones normales de uso dependerá de muchos factores, como el estado del vehículo y sus baterías, el peso del conductor, la presión correcta de los neumáticos, la temperatura ambiente y la pendiente y la superficie de la carretera o el pavimento. Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base motriz. Las medidas totales variarán en función de la selección de asientos y accesorios.

Colores disponibles



Tuttiscooter Ortopedia
C/ Ramón y Cajal, 26 bj - 30204 Cartagena, Murcia, España
T +34 968 957 795 / 616 566 981
info@tuttiscooter.com

